

LÈVE PERSONNES VERTICALISATEUR PIÈTEMENT MANUEL ISA STANDARD

UGS: 90002
3'099.00 CHF – 3'394.00 CHFPlage de prix : 3'099.00 CHF à 3'394.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

• Longueur hors tout: 108cm
• Largeur hors tout fermé: 63.5cm
• Largeur intérieur pieds ouverts: 96cm
• Largeur intérieur pieds fermés: 49.5cm
• Diamètre roues: 10cm
• Autonomie batterie: 82 cycles
• Rayon mini de rotation: 1.26m
• Hauteur cadre: 11cm
• Hauteur sol/sous-cadre: 3.5cm
• Taille patient recommandée: 140-190cm
• Poids max.: 160kg
• Poids: 48kg

Categories: 9. Divers, Lève-personne

Ce produit est disponible **uniquement sur commande.** Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

Le verticalisateur ISA est un lève-personnes dynamique compact qui permet de transférer rapidement la plupart des patients d'une position asise à une autre (lit/fauteuil/toilettes/etc). Platine de support des genoux réglable en hauteur d'une seule main avec 6 positions pour s'adapter à la taille du patient.
Il permet deux types de transfert:

- Transfert debout pour les patients disposant d'un bon tonus musculaire
- Transfert assis pour les patients disposant d'un faible tonus musculaire

Bouton d'arre□t d'urgence, indicateur visuel et auditif de la charge de la batterie, repose-pieds anti-dérapant, poignées ergonomiques, bras de levage extensible.
Plaque repose pieds amovible et arrondie pour s'approcher au plus près des toilettes.

SKU	Price	Description	Repose pied	Sup. mollet	Protect° pied
90002	3'394.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'359.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'295.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'260.00 CHF TVA incluse		Avec repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'233.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'198.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'134.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied
90002	3'099.00 CHF TVA incluse		Sans repose pied	Any Sup. mollet	Any Protect° pied





