

MARCHEPIED ASHBY STEP-2

UGS: 10013B
99.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de la plaque: 52x33cm
- Hauteur possible: 10 ou 15cm
- Poids max. utilisateur: 190kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Marchepied

Marchepied plastique pour faciliter et sécuriser l'accès à la baignoire ou à la douche.
2 hauteurs possibles en le retournant, d'un coté il donne une marche de 10cm et de l'autre une marche de 15cm.
Une fois installé 4 pieds antidérapants le maintient en place.
Il dispose d'une fente au milieu qui facilite le transport ou le déplacement.
Moulé d'une seule pièce, le marchepied est facile à nettoyer et peut être mis dans l'autoclave.

SKU	Price	Description	Option
10013B	99.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Couleur: Blanc
10013R	99.00 CHF TVA incluse	SPÉCIFICATIONS	Couleur: Rouge



