

PLANCHE DE TRANSFERT COURBE BUFFALO 150

UGS: 40030
99.00 CHF **TVA incluse**

SPÉCIFICATIONS

- Longueur: 77cm
- Largeur: 32.5cm
- Epaisseur: 0.45cm
- Poids: 1.1kg
- Poids maxi: 150kg

Categories: 4. Aide/Confort, Planche de transfert

Planche courbe super fine (4mm) pour transferts et déplacements.
Elle peut être installée dans différentes positions et convient pour les situations de transfert les plus diverses. La surface lisse facilite le déplacement.
Cette aide au déplacement ménage les soignants lors du transfert de personnes à mobilité réduite, par exemple, du lit au fauteuil roulant, et augmente la sécurité.
Facile à transporter avec sa poignée de transport.

