

RÉHAUSSE WC CLIPPER

UGS: 10181
119.00 CHF – 189.00 CHFPlage de prix : 119.00 CHF à 189.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Disponible avec ou sans couvercle
- Disponible avec ou sans cadre
- Hauteur réhausse: 11cm
- Poids max. utilisateur: 185kg
- Couleur: Blanc

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Réhausses WC

RÉHAUSSE WC CLIPPER IV, V, VI ET VII – SÉCURITÉ ET CONFORT

Les rehausse-WC Clipper ® IV & V s'installent sans outils pour surélever de 11 cm la hauteur des WC.

Ils sont équipés d'accoudoirs amovibles offrant des points d'appui pour s'asseoir et se relever en toute sécurité.

Clipper V (500421) est équipé d'un couvercle pour un maximum d'hygiène.

Matériaux : polypropylène 100% reclyclable, finition poliglass

Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage au chiffon doux, stérilisable en autoclave

Avantages du réhausse WC Clipper :

- Fixation très stable en 4 points (2 arrière + 2 avant)
- Appuis arrière avec revêtement antiglisse
- Version avec ou sans couvercle disponible
- Version avec ou sans cadre disponible
- Plastique injecté facile à entretenir
- Montage rapide et sans outil

Un réhausseur de WC pratique et rassurant

Le **réhausse WC** combine confort, hygiène et stabilité. Il permet une utilisation des toilettes plus facile et plus sûre, en particulier dans les contextes de perte de mobilité. Il s'intègre discrètement dans toutes les salles de bain grâce à son design sobre et fonctionnel.

Commandez votre réhausse WC Clipper – Livraison rapide en Suisse !

SKU	Price	Description	Modèle	Cadre
10184	189.00 CHF TVA incluse		Avec couvercle	Avec cadre
10182	129.00 CHF TVA incluse		Avec couvercle	Sans cadre
10183	179.00 CHF TVA incluse		Sans couvercle	Avec cadre
10181	119.00 CHF TVA incluse		Sans couvercle	Sans cadre





