

RELÈVE-PERSONNE PORTABLE HEBIX AVEC CEINTURE

UGS: 90009
1'655.00 CHF **TVA incluse**

SPÉCIFICATIONS

• Poids 10.5kg

Categories: 9. Divers, Lève-personne

Le relève personne HEBIX est pliable et portable. Il aide considérablement pour relever un personne.
En quelques étapes simples, le HEBIX est prêt pour relever une personne se trouvant au sol. La force exigée est seulement de un quart du poids de la personne à soulever.