

ROLLATOR 3 ROUES LÉGER

UGS: 20152
199.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 81-92cm
- Largeur totale: 66cm
- Longueur: 57.6cm
- Poids: 4.7kg
- Couleur: Orange
- Poids max. utilisateur: 125kg

Disponible à la location: 30.– CHF/mois

Categories: 2. Mobilité, Rollator à 2 ou 3 roues

ROLLATOR 3 ROUES LÉGER – CONFORT ET PRATICITÉ POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS

Le **Rollator 3 roues léger** est conçu pour offrir une mobilité pratique et élégante. Fabriqué en aluminium, ce déambulateur est léger, facile à manœuvrer et parfait pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à sa conception compacte et à son poids plume, il est idéal pour les voyages, les sorties, et se range facilement dans le coffre d'une voiture.

Caractéristiques principales du Rollator 3 roues :

- **Ultra léger et compact** : Facile à transporter et à ranger, idéal pour les voyages.
- **Conception en aluminium** : Robuste et durable, tout en restant léger pour plus de maniabilité.
- **Facile à plier** : Réduit l'encombrement pour un stockage simple et un transport facile.
- **Sac de rangement pratique** : Parfait pour emporter vos affaires personnelles ou faire du shopping.
- **Polyvalent** : Adapté à une utilisation à la maison, en intérieur ou en extérieur.

Le **Rollator 3 roues léger** combine confort, mobilité et praticité. Que ce soit pour des sorties, des voyages, ou des déplacements à la maison, il vous assure une expérience de mobilité agréable et sans effort.

Commandez votre Rollator 3 roues dès maintenant pour une mobilité optimale !

