

ROLLATOR 4 ROUES ECO LIGHT

UGS: 20109
229.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 82-95cm
- Largeur totale: 60cm
- Profondeur totale: 76cm
- Hauteur d'assise: 55cm
- Profondeur d'assise: 34cm
- Largeur d'assise: 41cm
- Poids inclus panier: 7.6kg
- Diamètre des roues: 20cmv
- Couleur: Gris
- Poids maxi utilisateur: 120kg

Disponible à la location: 35.– CHF/mois

Categories: 2. Mobilité, Rollator à 4 roues

ROLLATOR 4 ROUES ECO LIGHT – LÉGER, PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Le **Rollator 4 roues Eco Light** est une aide à la marche fiable, légère et parfaitement adaptée aux déplacements quotidiens. Son cadre en aluminium assure une grande maniabilité tout en maintenant la robustesse nécessaire pour supporter jusqu'à 120 kg.

Très simple d'utilisation, ce modèle est équipé d'une **assise intégrée** qui permet de s'arrêter et de se reposer brièvement. Un **panier métallique** situé sous ou devant le siège vous permet de transporter provisions ou objets personnels en toute sécurité.

Caractéristiques principales :

- Rollator 4 roues léger avec cadre en aluminium
- Utilisable comme aide à la marche et siège de repos
- Panier métallique suspendu (avant ou sous l'assise)
- Freins de type vélo avec position parking
- Livré avec porte-canne, siège, panier et pneus anti-crevaison
- Poignées ergonomiques réglables

Un rollator simple et fonctionnel

Le **Rollator 4 roues Eco Light** offre une solution abordable pour retrouver plus d'autonomie au quotidien. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !**