

ROLLATOR 4 ROUES QUADRI-LIGHT

UGS: 20102
299.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteurs Sol-Poignées: 80.5-93cm
- Largeur totale: 65cm
- Largeur pliée: 29cm
- Hauteur d'assise : 61cm
- Largeur d’assise: 45cm
- Profondeur d’assise: 20cm
- Cadre en Aluminium
- Poids inclus panier: 7.25kg
- Diamètre des roues: 20cm
- Couleurs : gris argent ou rouge
- Poids maxi utilisateur: 130kg

Disponible à la location: 35.– CHF/mois

Categories: 2. Mobilité, Rollator à 4 roues

ROLLATOR 4 ROUES QUADRI-LIGHT – ULTRA LÉGER, COMPACT ET SÉCURISÉ

Le **Rollator 4 roues Quadri-Light** est le choix idéal pour les personnes recherchant à la fois légèreté et compacité. Grâce à son design intelligent, il se plie facilement et très petit, ce qui facilite son transport et son rangement, même dans les petits espaces.

Conçu pour les utilisateurs pesant jusqu’à 130kg, ce déambulateur offre une excellente stabilité tout en restant **très maniable au quotidien**. Les **freins type vélo** sont simples à actionner et disposent d’un mode parking sécurisé pour éviter tout mouvement involontaire lors de l’arrêt.

Caractéristiques principales :

- Rollator 4 roues ultra léger et pliable
- Se plie très petit – parfait pour le rangement ou le transport
- Convient aux personnes jusqu’à 130kg
- Freins de type vélo avec position de blocage (parking)
- Structure robuste mais maniable

Un rollator discret et facile à vivre

Adoptez le **Rollator 4 roues Quadri-Light** pour vous déplacer avec plus de liberté, de sécurité et de simplicité. **Commandez-le dès maintenant – Livraison rapide partout en Suisse !**

SKU	Price	Description	Option
20102G	299.00 CHF TVA incluse		Couleur: Gris
20102R	299.00 CHF TVA incluse		Couleur: Rouge







