

SCOOTER ÉLECTRIQUE ORION PRO

UGS: 20141
5'450.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Largeur hors tout: 650mm
- Longueur hors tout: 1320mm
- Poids du Scooter: 62kg
- Poids Max. utilisateur: 160kg
- Franchissement: 100mm
- Autonomie: 54km
- Vitesse: 10km/h
- 10 coloris à choix

Categories: 2. Mobilité, Scooter

Ce produit est disponible **uniquement sur commande.** Il faut compter un délai de livraison de **2 à 3 à semaines**. Pour plus d'information merci de nous contacter.

SCOOTER ÉLECTRIQUE ORION PRO – PERFORMANCE, CONFORT ET SÉCURITÉ

Le **scooter électrique Orion Pro** est conçu pour offrir une **expérience de conduite optimale**, alliant **autonomie étendue, sécurité renforcée et grand confort**. Que ce soit pour une utilisation quotidienne en ville ou des trajets plus longs, il garantit une **mobilité fiable et agréable**.

Grâce à son **moteur puissant**, ses **grandes roues antidérapantes** et son **système de suspension avancé**, l'Orion Pro assure une **stabilité parfaite sur tous types de terrains**. Son **siège ergonomique réglable** et ses **accoudoirs rembourrés** offrent un **confort supérieur**, même lors de longues balades.

Avantages du Scooter Orion Pro :

- **Moteur puissant** pour des performances exceptionnelles
- **Grandes roues antidérapantes** pour une conduite stable et sûre
- **Système de suspension avancé** pour une conduite fluide sur tout type de terrain
- **Siège ergonomique réglable** pour un confort personnalisé
- **Accoudoirs rembourrés** pour un soutien optimal

Profitez de chaque déplacement avec le Scooter électrique Orion Pro

Le **scooter électrique Orion Pro** est l'outil parfait pour améliorer votre mobilité tout en offrant une conduite fluide et confortable. **Commandez-le dès aujourd'hui – Livraison rapide en Suisse.**

Découvrez-le en vidéo :