

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE

UGS: 10148
129.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur du siège réglable de 47 à 54.6 cm
- Dimension de l'assise : 40.6 x 39.4 cm
- Profondeur déplié: 50cm
- Largeur totale avec cadre : 47.5 cm
- Poids max. utilisateur: 136kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Siège de douche à fixer

SIÈGE DE DOUCHE RABATTABLE AVEC DÉCOUPE – CONFORT, HYGIÈNE ET GAIN D'ESPACE

Le **siège de douche rabattable avec découpe** améliore votre confort pendant la toilette tout en préservant votre sécurité. Il convient parfaitement aux personnes à mobilité réduite, en convalescence ou en perte d'autonomie.

Ce modèle se fixe solidement au mur. Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez facilement le replier contre le mur. **Les pieds se replient automatiquement**, ce qui libère un maximum d'espace dans la cabine. **Par conséquent**, ce siège s'adapte très bien à une douche partagée par plusieurs personnes.

La **découpe hygiénique** au centre de l'assise facilite le lavage intime. **De plus**, vous pouvez ajuster la hauteur des pieds pour l'adapter à votre morphologie. **La structure en aluminium** résiste à l'humidité tout en assurant une excellente stabilité lors de l'utilisation.

Grâce à son design fonctionnel, le siège permet de s'asseoir et se relever plus aisément sous la douche. **En revanche**, veillez à l'installer uniquement sur un mur porteur. Confiez toujours la pose à un technicien qualifié pour garantir une sécurité optimale.

Caractéristiques du siège rabattable avec découpe :

- Assise confortable avec découpe pour l'hygiène intime
- Repliable avec pieds rabattables pour gain de place
- Structure légère et résistante en aluminium
- Hauteur réglable selon vos besoins
- Adapté aux douches partagées et petits espaces

Un siège mural pratique au quotidien

Le **siège de douche rabattable avec découpe** apporte plus de confort, de sécurité et d'autonomie dans la salle de bain. Son design épuré et rabattable le rend discret tout en restant très fonctionnel.

Commandez le vôtre aujourd'hui – Livraison rapide partout en Suisse !





