

SIÈGE DE TRANSFERT KATE

UGS: 10045
199.00 CHF TVA incluse

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions assise: 40x67cm
- Réglage hauteur: 44-54cm
- Poids max. utilisateur: 100kg
- Couleur: Blanc

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Siège de transfert

SIÈGE DE TRANSFERT KATE – ENTRÉE SÉCURISÉE DANS LA BAIGNOIRE OU LA DOUCHE

Le **siège de transfert KATE** facilite les entrées et sorties de baignoire ou de douche en toute sécurité. Il permet de s'asseoir avant de glisser les jambes dans la baignoire sans effort. Confortable, stable et fonctionnel, il offre une solution fiable au quotidien.

Ce **banc de transfert avec dossier** dispose d'une **assise moulée en plastique perforé**, hygiénique et antiglisse. Son **dossier et sa poignée latérale sont réversibles** et peuvent être installés à droite ou à gauche, selon la configuration de votre salle de bain. De plus, ses **pieds en aluminium anodisé** sont réglables en hauteur et dotés d'embouts en caoutchouc antiglisse pour une stabilité maximale.

Avantages du siège de transfert KATE :

- Dossier et poignée interchangeables droite/gauche
- Pieds réglables en aluminium anodisé
- Embouts antiglisse pour une adhérence optimale
- Assise perforée, confortable et facile à nettoyer
- Montage simple et rapide, sans outil

Pourquoi choisir le siège de transfert ?

Le **siège de transfert** s'adresse aux personnes âgées, à mobilité réduite ou en convalescence. Il améliore l'autonomie dans la salle de bain et prévient efficacement les chutes lors des transferts.

Commandez votre siège de transfert KATE – Livraison rapide en Suisse !