

TABOURET DE DOUCHE ROND (MAX 136KG)

UGS: 10084
99.00 CHF **TVA incluse**

SPÉCIFICATIONS

- Assise: Ø32.5cm
- Hauteur: 35.6-53.4cm
- Distance entre chaque pied: 38.5cm
- Couleur: Blanc
- Poids: 1.46kg
- Poids max. utilisateur: 136kg

Categories: 1. Bain/Douche/Toilettes, Tabouret de douche

TABOURET DE DOUCHE ROND (MAX 136KG) – SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET STABILITÉ

Le **tabouret de douche rond (Max 136kg)** offre une solution compacte et stable pour se doucher en toute sécurité. Conçu pour les personnes à mobilité réduite ou en recherche de confort, il allie solidité et légèreté.

Son **siège rond en plastique moulé** assure un bon confort et une assise antiglisse. Le **piétement en aluminium** est léger mais très résistant. De plus, les **pieds réglables en hauteur** s'adaptent à la taille de l'utilisateur et sont équipés d'**embouts en caoutchouc antiglisse**, pour éviter tout déplacement involontaire du tabouret sous la douche.

Sa capacité de charge maximale de **136 kg** le rend adapté à un large public. Léger et facile à nettoyer, ce tabouret est aussi très simple à installer dans n'importe quelle cabine ou espace de douche.

Les avantages du tabouret de douche rond :

- Siège en plastique moulé robuste et confortable
- Pieds réglables en aluminium avec embouts antiglisse
- Charge maximale supportée : 136 kg
- Design compact, stable et léger
- Facile à transporter et à entretenir

Une aide simple pour une douche en toute sérénité

Le **tabouret de douche rond** est une solution fiable pour améliorer l'autonomie et le confort sous la douche. Il convient aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de la santé.

Commandez votre tabouret de douche rond – Livraison rapide en Suisse !

